

# 血液透析記録管理システム

透析患者様の予約～測定～記録をネットワークを使って自動化し、患者様の履歴情報を含め一元管理し、業務支援効率を行うシステムです。

(※過去十数年の運用実績にて、透析管理ノウハウがソフト化されています。)


## 血液透析記録管理システム運用の流れ

- ①受付にて患者様専用の IC カードを受け取る。
- ②体重計用 PC 端末に IC カードをかざし、前体重を自動測定します。
- ③血圧計用 PC 端末に IC カードをかざし、血圧を自動測定します。(オプション)
- ④上記の結果は透析記録用紙に自動的に印刷されます。
- ⑤各患者様は、印刷された用紙を持ち、ベッドに移動し当日の予約に従って透析を開始いたします。
- ⑥最後、再度体重計用 PC 端末に IC カードをかざし、後体重を測定します。
- ⑦上記の流れの中で、個々の患者様の透析データを記録・蓄積し、管理情報として閲覧が可能です。

## 透析業務支援機能

- ・ 検査データの取込、参照機能
- ・ 医師による投薬指示機能
- ・ その他、透析室日誌・伝達事項・スタッフ設定等があります。

## ハードウェア基本構成



端末 PC では、担当医様、看護師様、技士様が知りたい時に身近に設置された端末 PC から、患者記録、検査データ他の閲覧や、その他の業務サポート機能を共有利用が可能です。




# 透析業務支援システム

# 血液透析記録管理システム

## <充実した透析業務支援機能>

- 検査データ取込・参照 ⇒ 検査データの取込や閲覧が可能です
- 投薬指示 ⇒ 医師による投薬の指示
- 透析室日誌 ⇒ 看護師・技士による各部署間の申し送り
- 患者情報 ⇒ 患者様の基本情報
- 患者サマリ ⇒ 患者様の詳細情報（家族構成、投薬履歴 他…）
- 透析予定表 ⇒ 現在の予定状況や変更記録
- その他便利な業務サポート機能…

各画面イメージ



※弊社の完全オリジナルソフトにて、お客様の要望にてカスタマイズ対応が可能です。

## <システム導入条件>

- ・集中管理サーバを、院内ネットワークに導入させて頂きますので、院内ネットワークが必要になります。
  - ・体重計、血圧計は、A&Dメディカル社を標準対応としております。
  - ・端末PCの設置場所、設置台数は事前に確認させて頂きます。
  - ・体重・血圧計の測定は、患者様による自動化を行う為、ICカードでの利用を標準対応とさせて頂きます。
  - ・サポートは、遠隔リモートでの対応になります。
- ※上記内容に合わない場合は、別途に御相談させて頂きます。

※本システムは、佐藤病院循環器科内科 院長 佐藤 譲 先生監修のもと作成された、弊社オリジナルです。  
※記載された社名・製品名は各社の商標または登録商標です。カタログに記載の仕様、価格等は、予告なく変更する場合があります。